


FLOWFIX-12

Agglutinationsplatte

Einfach - Sicher - Schnell




Alternative zur Gelkarten-Methode
Röhrchen-Methode
Porzellanplatten-Methode

- Flowfix-12 reduziert die Arbeitsgänge
- Mit Flowfix-12 ist keine Verdünnung notwendig
- Flowfix-12 ist schnell
- Flowfix-12 reduziert die Kosten
- Mit Flowfix-12 sind die Ergebnisse mehrere Stunden ablesbar

- Flowfix-12 reduziert die Arbeitsgänge
Flowfix-12 reduziert die Anzahl der Arbeitsschritte signifikant gegenüber Gelkarten- und Glasröhrchen-Methoden.
- Mit Flowfix-12 ist keine Verdünnung notwendig
Zeit und Arbeitskraft zum Präparieren der Suspension entfallen.
- Flowfix-12 ist schnell
Im Vergleich zu anderen Methoden
 - sind keine Präparationsschritte notwendig
 - Mischung der Antiseren und Zellen erfolgt durch leichtes Schwenken der Platte
 - schnelle Reaktion
 - sofort ablesbar
- Flowfix-12 reduziert die Kosten
Flowfix-12 reduziert:
 - Arbeitszeit
 - Materialkosten
 - Transport- und Lagerkosten
 - Abfall

Flowfix-12 ist umweltfreundlich.
- Mit Flowfix-12 sind die Ergebnisse mehrere Stunden ablesbar
Die besondere Gestaltung der Kavitäten verhindert eine Eintrocknung der Ansätze bei Lagerung der Flowfix-12 in der geschlossenen Inkubationsbox.



Laborbedarf:

Einwegartikel, zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik (IVD)

Artikel

Flowfix-12

Inkubationsbox

Artikelnummer

FF-12

IB-TP

VE

400 Stück

5 Stück